

Größenübersicht Fein- und Funktionsstützstrümpfe

COMPRESSANA CALYPSO

Größe	Konfektion	Schuhgrößen	Gewicht/kg	Figurtyp
I	XS 34 - 36	36 - 38	ca. 43 - 52	schmal - klein
II	S 36 - 38	37 - 39	ca. 50 - 60	schmal - normal
III	M 40 - 42	39 - 40	ca. 57 - 66	normal
IV	L 42 - 44	40 - 42	ca. 63 - 75	normal - groß
V	XL 44 - 46	41 - 43	ca. 73 - 90	kräftig - normal
VI	XXL 48-50/52	41 - 43	> 80	extra

Größe Queensize – CALYPSO 140 den

III Max	Körpergröße 150-175 cm
VI Max	Körpergröße 170-190 cm

Komfort-Hosenteil bei Strumpfhose 70den und 140den

Asymmetrisches Höschen für anatomisch optimale Passform. Unterschiedliche Maschenbildung mit Dehnungsreserven im Pobereich sorgen für perfekten Sitz in allen Situationen.

COMPRESSANA MICROCOTTON

Größe	Strumpfhosen & Halterlose Strümpfe			Kniestrümpfe	
	Konfektion	Gewicht/kg	Größe/cm	Schuhgröße	
II	S	ca. 50 - 60	ca. 150-165	35 - 38	3 - 5
III	M	ca. 58 - 70	ca. 160-175	37 - 40	4½ - 6½
IV	L	ca. 68 - 80	ca. 165-180	39 - 42	6 - 8
V	XL-XXL	ab 80	ca. 165-185	42 - 45	8 - 10½



MICROCOTTON Strümpfe und Strumpfhosen sind natürlich auch für Männer geeignet. Beachten Sie nur die Verschiebung der Konfektionsgrößen. Für Herren gilt: III=S, IV=M, V=L-XL.

COMPRESSANA POWERSOCKS TWIST THERMO X-STATIC

Größe	aktiv Bandagensocken sport competition THERMO X-STATIC TWIST Kniestrümpfe		sport support Kniestrümpfe	
	Schuhgröße		Schuhgröße	
I	36 - 38	3½ - 5	-	-
II	38 - 40	5 - 6½	35 - 38	2½ - 5
III	40 - 42	6½ - 8	39 - 42	6 - 8
IV	42 - 44	8 - 9½	43 - 45	9 - 10
V	44 - 46	9½ - 11	46 - 48	11 - 12½
VI*	46 - 48	11 - 12½	-	-

* nur TWIST

COMPRESSANA TWIN Kniestrümpfe

Größen Stützklasse IV	Schuhgrößen	
I	35 - 38	3 - 5
II	37 - 40	4½ - 6½
III	39 - 42	6 - 8
IV	41 - 44	7½ - 9½
V	43 - 46	9 - 11
VI	45 - 48	10½ - 12½

In Grenzbereichen ggfs. die nächstgrößere / nächstkleinere Größe auswählen.



COMPRESSANA GmbH

Böhmerwaldstr. 3
D-93073 Neutraubling

Telefon 0 94 01 / 9 22 60
Telefax 0 94 01 / 92 26 20

www.compressana.de
info@compressana.de